

Visiere protection

 Romain



https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Visiere_protection

Dernière modification le 09/04/2020

 Difficulté Très facile

 Durée 5 minute(s)

 Coût 0 EUR (€)

Description

visière protection pour se protéger des gouttelettes pour lutter contre l'épidémie de covid-19

Sommaire

Sommaire

Description

Sommaire

Étape 1 - préparer les bandes de pvc

Étape 2 - Pliage + agraphes

Étape 3 - Feuille transparente

Étape 4 - Elastique

Commentaires

Matériaux

bandes de PVC
trombones
élastique

Outils


cutter
agrafeuse

Étape 1 - préparer les bandes de pvc

On prépare 2 bandes de pvc de 45cm (à ajuster selon le tour de tête)


Étape 2 - Pliage + agrafes

On plie le tout et on met un coup d'agrafeuse



Étape 3 - Feuille transparente

on rajoute des trombones pour la feuille transparente



Étape 4 - Elastique

On fixe l'élastique avec une agrafe

